


## Em registro



Exemplo de radiografias de uma paciente de 77 anos, (A) no pós-operatório; e (B) em 5 anos; (O nível de subsidência foi de 5,5 mm em 2 anos).



### RM Pressfit Vitaminado

Componente acetabular não cimentado com design monobloco com ou sem rebordo, feito de polietileno crosslinked, estabilizado com vitamina E.

### Cabeça de Cerâmica

Cabeça femoral que se move com muita facilidade e baixo atrito no copo acetabular devido à sua superfície altamente polida.

### Twinsys

Haste reta não cimentada feita de titânio, revestido com hidroxiapatita para permitir crescimento ósseo na prótese e ancoragem no osso

#### Referência

[www.mathysmedical.com/en/products/hip.html](http://www.mathysmedical.com/en/products/hip.html)