


EM REGISTRO

**ATTIS**  
MEDICAL

**MEDIZIP**



# A maneira moderna de fechar feridas: **MEDIZIP!**

---

Fechar feridas sem precisar de pinças, pontos ou  
anestesia



## Introdução do MEDIZIP

O MEDIZIP é um método de fechamento de feridas atraumático que foi concebido pelo Prof. Dr. Kaeßmann. Canais de sutura e perfurações de grampos podem ser dispensados quando o MEDIZIP é utilizado em procedimentos cirúrgicos.

Em cada lado da ferida será aplicado um zíper médico. Um gesso, produzido especialmente para essa função, é a ligação entre a pele e o zíper. Ao fechar o zíper, as laterais da ferida se fundem para garantir um processo de cicatrização perfeito.



# Vantagens do MEDIZIP



Redução da duração das operações e do tempo gasto sob anestesia. Não é necessária assistência manual ou instrumentos especiais.



Risco de infecção significativamente reduzido devido à eliminação de rotas de infecção retrógradas, por ex. canais de sutura.



Nenhuma irritação mecânica na abertura da ferida.



Remoção indolor do MEDIZIP da ferida cutânea após 7 a 11 dias, sem necessidade de instrumentos especiais.



Fase curta de aprendizagem para novos utilizadores - implementação possível pelo pessoal de apoio cirúrgico.



O MEDIZIP também pode ser utilizado para o fechamento de feridas curvas



Por se tratar de um produto descartável, dispensa-se o tempo necessário para a limpeza e reesterilização dos instrumentos habituais.